

ETUVES DE SÉCHAGE ET STÉRILISATION



Étuves de séchage et stérilisation "Conterm"

À CONVECTION NATURELLE.

THERMOSTAT RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE ET THERMOMÈTRE DIGITALE.

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DEPUIS 40 °C, À 250 °C.

STABILITÉ: $\pm 0,5$ °C, À 150 °C. HOMOGÉNÉITÉ: $\pm 1,5$ °C, À 150 °C.



SÉCURITÉ:

NORME EN 61010. LIMITATEUR FIXE DE SURCHAUFFE INCORPORE.

NORME DIN 12880.2 (CLASSE 2 ET 3.1) THERMOSTAT DE SECURITE REGLABLE INCORPORE.

CARACTÉRISTIQUES, PANNEAU DE COMMANDES, SÉCURITÉ, NORMES ET ACCESSOIRES (voir pages 138 et 139).



Modèles Conterm, codes 2000250, 2000251 et 2000253.




Modèle Conterm type Poupinel, codes 2000252 et 2000254.

EQUIPEMENT STANDARD:

2 étagères et 4 guide-étagères.

MODÈLES

| Code | Capacité litres | Haut. / Larg. / Prof. (intérieur) cm | | | Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm | | | Guide porte-étagères | Consom. W | Poids Kg |
|---------|-----------------|--------------------------------------|----|----|--------------------------------------|----|----|----------------------|-----------|----------|
| 2000250 | 19 | 30 | 25 | 25 | 50 | 60 | 44 | 5 | 580 | 27 |
| 2000251 | 36 | 40 | 30 | 30 | 60 | 65 | 49 | 7 | 870 | 35 |
| 2000252 | 52 | 33 | 47 | 33 | 53 | 82 | 52 | 5 | 980 | 44 |
| 2000253 | 80 | 50 | 40 | 40 | 70 | 74 | 59 | 8 | 1150 | 54 |
| 2000254 | 150 | 50 | 60 | 50 | 70 | 95 | 68 | 8 | 1900 | 76 |



Graphique de température-temps.

A. Set à 250 °C: 1 h 30'.

B. Set à 180 °C: 1 h 12'.

C. Set à 100 °C: 1 h.

ACCESSOIRES

suppléments que, sur demande de l'utilisateur, devront être monté en usine.



2000009 Programmateur horaire de 24 heures pour cycle continu avec cames actionnables chaque 15 minutes pour connexion / déconnexion.

RECHANGES

Guide-étagères et étagères.

| Pour étuves code | 2000250 | 2000251 | 2000252 | 2000253 | 2000254 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Guide-étagères - 2 unités | 2000011 | 2000012 | 2000012 | 2000013 | 2000015 |
| Étagères | 2000021 | 2000022 | 2000024 | 2000023 | 2000025 |

Pour chaque étagère, il est nécessaire d'adapter 2 guides.



02.51.12.70.01

Batailler-labo.fr



Contact@batailler-labo.fr