


Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d ₁ (de) (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
2154158	1200	33	56	260	123	10

Flacon de culture DURAN® selon Roux

Col rond




Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
2157158	1200	56	275	123	10

Flacon de culture DURAN® selon Roux

Col conique, excentrique



Large surface de base. Plan pour permettre la croissance homogène de la couche de micro-organismes.

Exemple d'applications : réalisation de cultures dans des milieux de culture.

N° de commande	Capacité (ml)	d (de) (mm)	h (mm)	l (mm)	b (mm)	Unité d'emballage
2155171	4000	50	90	370	200	1

Flacon à pénicilline DURAN®

