


## Capuchon avec bague d'inviolabilité DURAN®

En PP, pour flacons de laboratoire, avec  
filetage DIN



Capuchon avec bague d'inviolabilité disponible avec joint à lèvre ou joint en silicone revêtu de PTFE (Silicone catalysé au peroxyde). Lors de la première fermeture, la bague en plastique se détache et s'ancre sur le col du flacon. Il est donc facilement reconnaissable si le flacon est fermé d'origine. Après une première rotation, le capuchon s'utilise comme capuchon à visser « normal ».

Exemples d'applications : conservation et transport/expédition sûrs de substances coûteuses.

N° de commande	Filetage DIN (GL)	d (de) (mm)	h (mm)	Couleur	Unité d'emballage
Avec joint à lèvre					
1017526	45	66	38	bleu-rouge	10
Avec joint en silicone revêtu de PTFE					
1155886	45	66	38	bleu-jaune	10

A  
121 °C

Tmax.  
140 °C