


Tube de culture DURAN®

Avec filetage DIN, et capuchon à visser en PBT



Le filetage DIN permet d'utiliser des capuchons à visser PBT. Les tubes conviennent donc parfaitement à la culture de microorganismes. Le contenu est uniquement en contact avec le verre et le PTFE du joint.

Exemples d'applications : réalisation et conservation de cultures stériles.

N° de commande	d (de) (mm)	h (mm)	Filetage DIN (GL)	Volume env. (ml)	Unité d'emballage
avec capuchon à visser					
26135115	12	100	14	6	50
26135215	16	160	18	20	50
26135235	18	180	18	30	50
sans capuchon					
2613511	12	100	14	6	50
2613521	16	160	18	20	50
2613523	18	180	18	30	50